

客户平台 - 功能 #324

请给发货表增加“箱号正确性”字段

2020-04-30 20:52 - 王宁

状态:	已关闭	开始日期:	2020-04-30
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	城城常	% 完成:	0%
类别:	100-通用	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
描述			
1. 该字段默认值为空			
2. 只有在 PDA 端出现箱号重复的提示, 且用户点击弹窗中的“确认”按钮后该字段的值=是			

历史记录

#1 - 2020-05-13 09:48 - 城城常

- 状态从新建变更为已解决

#2 - 2020-05-13 19:20 - 王宁

- 文件箱号正确性.png 已添加

- 状态从已解决变更为反馈

对于8小时内再次被扫描到的箱号, 确认后, “箱号正确性”字段没有赋值

id	delivery_id	case_number	batch	product_code	product_name	scanning_time	confirmed
365	144	ET030102000010	默认批次	ETS0S-20191111	长城混凝土专...	2020-05-13 10:03:56	NULL
366	145	ET030102000006	默认批次	MSH01-20239	高利尔单口液袋3	2020-05-13 10:04:41	NULL
367	145	ET030102000010	默认批次	MSH01-20239	高利尔单口液袋3	2020-05-13 10:04:44	NULL
368	147	ET020101028001	默认批次	ETS0S-20191111	长城混凝土专...	2020-05-13 13:38:46	NULL
369	147	ET03010:005067	默认批次	ETS0S-20191111	长城混凝土专...	2020-05-13 13:39:01	NULL
370	147	ET030103005067	PC001	ETS0S-20191111	长城混凝土专...	2020-05-13 13:40:08	NULL
371	148	ET020101010101	默认批次	367123	环申PET双口液...	2020-05-13 14:15:21	NULL
372	149	ET030102000006	默认批次	367123	环申PET双口液...	2020-05-13 17:43:01	NULL
373	150	ET030102000010	默认批次	367123	环申PET双口液...	2020-05-13 18:33:40	NULL

#3 - 2020-05-14 16:45 - 王宁

- 状态从反馈变更为已关闭

验证, 已完成。

文件

箱号正确性.png

29.7 KB

2020-05-13

王宁