

客户平台 - 支持 #506

优化“箱号列表页”左上角返回功能（点击返回按钮后，反应慢）

2020-07-27 16:14 - 于远航

状态:	已关闭	开始日期:	2020-07-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:	200-PDA	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述



18% 16:10



## 箱号列表



**提醒：**扫描已激活，请按下 PDA 扫描键进行扫描。如果 RFID 标签扫描失败，请切换到激光扫描。如果箱体表面没有标签，请手工添加箱号。

#1 箱号/ET020101031308

2020-07-27 16:04:28

#2 箱号/ET020101031412

2020-07-27 16:04:30

#3 箱号/ET020101008619

2020-07-27 16:04:47

#4 箱号/ET020101031455

2020-07-27 16:04:49

#5 箱号/ET020101006252

2020-07-27 16:04:52

#6 箱号/ET020101031438

2020-07-27 16:04:54

#7 箱号/ET020101037429

2020-07-27 16:04:57

批次号/BID#**202007271603**

保存

## 历史记录

---

#1 - 2022-02-18 11:56 - 王宁

- 状态从 *新建* 变更为 *已关闭*

已不能重现，关闭

## 文件

---

PDA--优化返回功能.jpg

244 KB

2020-07-27

于远航